



Configurer l'annuaire du LAL connecté sur lalad1 dans Thunderbird

Thunderbird -> Options -> Rédaction -> Adressage -> Modifier les annuaires -> mettre lalad1 a la place de ldap ou le créer si c'est une nouvelle configuration) -> General : entrer la configuration ci-dessous avec Nom distinct de base = OU=Laboratoire,DC=lal,DC=in2p3,DC=fr



-> Onglet avancé : Filtre de recherche = (&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))



->hors connexion -> telecharger maintenant

